

RWD



Fácil de Operar

R640-S1

Máquina de anestesia veterinária

RWD Vet Anesthesia, Easy & Safe



- **Fácil de operar.**
- Simplifica el proceso de trabajo del veterinario.
- Color rojo / plateado disponible - Combina diferentes estilos
- Manómetro - monitoreando constantemente la presión del circuito
- Botón de flujo de oxígeno - Prevenir emergencias
- Flotador rotativo rojo: más llamativo y legible
- 5 Rueda libre con bloqueo- Más estable
- 2 años de garantía en piezas principales.

CALIDAD CONFIABLE Y BUEN PRECIO

CONFIGURACIÓN

ITEM

ESPECIFICACION

Vaporizador

Concentración : 5% (Isoflurano)

Medidor de Corriente

0.1-4L/MIN

Bolsa Respiratoria

1L

Circuito de Respiración

Circuito de respiración limbo de baja
Resistencia al aire, 1,5m.



RWD



Estructura compacta
Ahorra más espacio y luce
ajustado.

Soporte cerrado y sistema abierto.
Para diferentes animales dentro de
100kgs.



Diseño de bloqueo de rueda
evitar el deslizamiento de la
máquina
lejos durante la operación



VAPORIZADOR



El vaporizador RWD adopta el **diseño más avanzado** para controlar con precisión la concentración de salida de la anestesia.

- Calibrar y prueba de manera uno a uno
- Compensador de temperatura incorporada
- Rango de temperatura de trabajo de 10c a 35c
- Fuga cero, presión interna hasta 50kpa, segura y confiable
- >120ml capacidad
- Rango de concentración isoflurane 0-5%

CANISTER PARA FILTRO DE GAS



- El gas exhalado es perjudicial para la salud del operador y de las personas de la sala si es que lo eliminan dentro de ella. Este filtro de gas se utiliza para absorber el isoflurante y sevoflurano.
- El peso neto es de 800g y puede contener 200 g de gas residual.
- Se puede conectar a cualquier máquina de anestesia inhalatoria.

Diagrama de la vía aérea del sistema cerrado



Diagrama de la vía aérea del sistema abierto

