



MASCARILLA DE OXIGENO VETERINARIO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

No.1: W*H = 41.35 * 98.65mm

No.3: W*H = 75.75 * 75.2mm

No.5: W*H = 115.79 * 110mm

No.2: W*H = 41.75 * 45.5mm

No.4: W*H = 86.69 * 80mm

TAMAÑO DEL EMBALAJE

26*16.5*14cm/box,
53*50*83cm/36boxes/CTN



IMPORTANCIA DE

Utilizado con la mayoría de los equipos de oxígeno

- Proporcionar tratamiento de oxígeno inmediato para gatos o perros con emergencias respiratorias.

Usado con un compresor de oxígeno

- Proporcionar tratamiento de oxígeno prolongado en una clínica o en el hogar

Utilizado con sistemas de rescate y transporte de oxígeno

- Esta es una forma efectiva de dar oxigenoterapia a las mascotas en casa o en el transporte

La ventilación evita que se acumule CO₂ en la máscara

- El co₂ se libera desde la máscara a través de las rejillas de ventilación naranjas en el costado con cada exhalación. ¡esto asegura que el tratamiento de sus mascotas sea seguro y efectivo!

¿CÓMO LIMPIAR LA MÁSCARA DE OXÍGENO PARA MASCOTAS?

- Los dueños de mascotas deben usar agua jabonosa tibia para limpiar. enjuague la mascarilla varias veces antes de usarla.
- las prácticas veterinarias pueden usar clorhexidina para limpiar las máscaras. Solo recuerda, cualquier producto de limpieza que no se enjuague bien puede actuar como irritante. asegúrese de enjuagar la mascarilla varias veces antes de usarla.

