




## Monitor-de-presion-sanguinea-Petpro- Solo para uso veterinario



¿Por qué elegir PetPro?

¿Monitor de PA profesional veterinario?

El-PetPro-Professional-Veterinary-BP-Monitor-  
está-destinado-a-ser-usado-en-animales-de-  
compañía,- específicamente-perros-y-gatos,- para-  
obtener-  
medidas-oscilométricas-de-la-presión-  
sanguínea,- incluyendo-sistólica,-diastólica,-  
media-arterial- presión,-y-latidos-del-corazón-  
por-mínuto.-Esta-PA- monitor-utiliza-algoritmos-  
específicamente-diseñados- para-estas-  
poblaciones-animales-que-rápido-y-

fácilmente-proporciona-confiable-la-presión-  
sanguínea-(BP)-

mediciones-en-vigilia-y-mínimamente-  
animales-sedados,-o-en-el-quirófano,-

asegurar-un-proceso-de-evaluación-más-simple-  
para-  
veterinarios-y-su-personal.-



## Características

- 1.-Precisión y Fiabilidad:**Adopta 2 SAWAA patentados (Self-Adaptive-Waveform-Amplitude-Algorithm) de ajuste y algoritmo SAFD (Self-Adaptive-Fast-Deflation). que está específicamente desarrollado para animales de compañía basados en los signos vitales de los animales.
- 2.-Simplicidad de Uso:**-Intuitivo con pantalla táctil LCD de 4,3", los usuarios pueden presionar el botón o tocar la pantalla para operar la máquina y revisar los datos de PA.
- 3.-Silencio:**-Mide la PA de forma silenciosa y las alarmas se pueden silenciar para evitar que los animales entren en pánico.
- 4.-Eficiencia:**Puede obtener los resultados muy rápido, mucho más rápido que el Doppler ultrasónico.
- 5.-Memoria:**-Admite hasta 100 ID y 200 datos para cada ID en modo Spot; Soporta hasta 1000 grupos de datos en modo Monitor.
- 6.-Multilingüe:**-mandarín, inglés, francés, español, turco, ruso, etc.
- 7.-Portabilidad:**-Equipado con un mango y una batería de litio, lo hace fácil de mover alrededor del examen habitaciones..
- 8.-Transmisión de datos:**-La aplicación está disponible para transferir datos al teléfono móvil o tableta a través de Bluetooth; Él los médicos también pueden medir la presión arterial a larga distancia sin asustar a las mascotas.



## Accesorios Armadura PetPro

La armadura protectora extraíble está disponible en 2 colores y cuenta con un mango conveniente.



## Especificaciones técnicas

### Mostrar

Tipo	4.3"--IPS-pantalla
Indicación de alarma	Audible,-

### Presión arterial no invasiva

Técnica	oscilométrico
Parámetros	Presión sistólica, presión diastólica, presión arterial media, frecuencia cardíaca
- Distancia	Sistólica: -40 a 270 mmHg --- Diastólica: -10 a 210 mmHg - Presión arterial media: -20 a 300 mmHg -
Resolución y precisión	Resolución:-1 mmHg;-Precisión:-3 mmHg-o-±-2%-de-lectura

### Ritmo cardíaco (pulso)

Distancia	25 a 300 lpm
Resolución y precisión	Resolución:-1-bpm;-Precisión:-2-bpm-o-±-2%-de-lectura

### Registro

Almacenamiento de datos	1000-medidas
Salida de datos	Bluetooth

### Energía

Voltaje de suministro (recarga)	100 a 240 VCA;-47/63 Hz;-Tiempo de recarga:-7 horas
Especificación de la batería	Batería de Litio
Modo de ahorro de energía	Apagado automático sin medición en 10 minutos

### Medioambiente

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	En funcionamiento: -5 °C a 45 °C --- Almacenamiento: -- 10 °C a 50 °C
Humedad de funcionamiento	15% a 90% sin condensación

Peso y dimensión	1.3-lbs-(con-batería),-590-gramos-(con-batería)-6.25"-x-5"-x-5.25",-15.9-cm-x-12.7-cm-x-13.3-cm
------------------	---